



Especificación

Especificación

Nombre del producto	Animal Microchip Horse Tracking Chip Micro Rfid Implante de perro ID de animal Chip Microchip para ganado Cat Microchip Pets
Chip	EM4305
Frecuencia	125 kHz
Distancia de lectura	3-20 cm depende de su lector y su chip
Material	Bioglás
Protocol	ISO14443A
Tamaño	2*12 mm, 3*15 mm, 1.4*8 mm, 1.25x7 mm, etc.
Método de desinfección	EO (ACM)

Tipo	Pasivo
Lugar de origen	Guangdong, China
Memoria	144 byte/504byte/888 byte
Muestras	Las muestras son gratuitas para su prueba de calidad.
Solicitud	Gatos, perros, ratones de laboratorio, visón para mascotas, arowana, salmón, caballos, conejos, etc.

Descripción del Producto


Descripción del Producto



PRODUCT INFORMATION



SMALL SIZE WITHOUT AFFECTING PERFORMANCE



ISO STANDARD
INTERNATIONAL STANDARD



Injector



Glass tag



ICAR certificated



Pet informatin tracking



- 134.2K/125K FDX-B format with 16-bit encoding, most scanners can be read
- Small size and light weight
- Quickly and safely injects under the surface of pet's skin
- Wide range of applications, suitable for most pets, animal husbandry, fish, wildlife, etc.

WORKING PRINCIPLE

How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.

CUSTOMIZATION



Anti bacterial

Anti bacterial



Easily implanted

Easily implanted



Anti allergy

Anti allergy

SUITABLE FOR ALL KINDS OF ANIMALS



Pet Hospital



Animal husbandry



Species reproduction



Biological identification



Embalaje y entrega

Embalaje y entrega

Package Process



SHIPPING



If your delivery time is very urgent, we suggest you choose by courier or by air.



If it is not very urgent, we will suggest you choose by sea, it is very cheap.



Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se brindarán servicios de envasado profesional, amigable con el medio ambiente, conveniente y eficiente.