

Siringa impiantabile per l'identificazione dell'ID per animali domestici per animali domestici per animali



Specifiche

Specifiche

Nome prodotto	MicroChip Animal Microchip Tracking CHIP Micro RFID Dog Implant ID Animal ID Chip Microchip per animali domestici per gatti di bestiame
Chip	EM4305
Frequenza	125kHz
Distanza di lettura	3-20 cm dipendono dal tuo lettore e chip
Materiale	Bio-vetro
Protocolle	ISO14443A
Misurare	2*12mm, 3*15mm, 1.4*8mm, 1.25x7mm ecc

Metodo di disinfezione EO (ACM)

Tipo Passivo

Luogo di origine Guangdong, Cina

Memoria 144Byte/504byte/888byte

Campioni I campioni sono gratuiti per il tuo test di qualità.

Applicazione Gatti, cani, topi da laboratorio, visone per animali domestici, arowana, salmone, cavalli, tracking dei conigli ecc.

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto




PRODUCT INFORMATION



1.25*7mm 1.4*8mm 2.12*12mm

SMALL SIZE WITHOUT AFFECTING PERFORMANCE



ISO STANDARD
INTERNATIONAL STANDARD



Injector



Glass tag



ICAR certificated



Pet informatin tracking



- 134.2K/125K FDX-B format with 16-bit encoding, most scanners can be read
- Small size and light weight
- Quickly and safely injects under the surface of pet's skin
- Wide range of applications, suitable for most pets, animal husbandry, fish, wildlife, etc.

WORKING PRINCIPLE

How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.

CUSTOMIZATION



Anti bacterial

Anti bacterial



Easily implanted

Easily implanted



Anti allergy

Anti allergy

SUITABLE FOR ALL KINDS OF ANIMALS



Pet Hospital



Animal husbandry



Species reproduction



Biological identification



Imballaggio e consegna

Imballaggio e consegna

Package Process



SHIPPING



If your delivery time is very urgent, we suggest you choose by courier or by air.



If it is not very urgent, we will suggest you choose by sea, it is very cheap.



Per garantire meglio la sicurezza dei tuoi beni, verrà fornita servizi di imballaggio professionale, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.