

Animal Pet MicroChip 2.12 * 12mm RFID Microchip ISO11784/85 LF 134.2kHz Microchip de identificação



Especificação

Especificação

Nome do produto	Animal Microchip Horse Rastrear Chip Micro RFID Dog Implant Id Chip Microchip para animais de estimação para gado CAT Microchip
Chip	EM4305
Frequência	125kHz
Distância de leitura	3-20cm dependem do seu leitor e chip
Material	Bioxuns
Protocol	ISO14443A
Tamanho	2*12mm, 3*15mm, 1,4*8mm, 1,25x7mm etc.
Método de desinfecção	EO (ACM)

Tipo	Passiva
Lugar de origem	Guangdong, China
Memória	144BYTE/504BYTE/888BYTE
Amostras	As amostras são gratuitas para o seu teste de qualidade.
Aplicativo	Gatos, cães, camundongos de laboratório, visita a animais de estimação, arowana, salmão, cavalos, rastreamento de coelhos etc.

Descrição do produto

Descrição do produto




PRODUCT INFORMATION



1.25*7mm 1.4*8mm 2.12*12mm

SMALL SIZE WITHOUT AFFECTING PERFORMANCE



ISO STANDARD
INTERNATIONAL STANDARD



Injector



Glass tag



ICAR certificated



Pet informatin tracking



- 134.2K/125K FDX-B format with 16-bit encoding, most scanners can be read
- Small size and light weight
- Quickly and safely injects under the surface of pet's skin
- Wide range of applications, suitable for most pets, animal husbandry, fish, wildlife, etc.

WORKING PRINCIPLE

How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.

CUSTOMIZATION



Anti bacterial

Anti bacterial



Easily implanted

Easily implanted



Anti allergy

Anti allergy

SUITABLE FOR ALL KINDS OF ANIMALS



Pet Hospital



Animal husbandry



Species reproduction



Biological identification



Embalagem e entrega

Embalagem e entrega

Package Process



SHIPPING



If your delivery time is very urgent, we suggest you choose by courier or by air.



If it is not very urgent, we will suggest you choose by sea, it is very cheap.



Para garantir melhor a segurança de seus bens, serão fornecidos serviços profissionais, ambientalmente amigáveis, convenientes e eficientes de embalagem.