

Hayvan Pet MicroÇip 2.12 \* 12mm RFID PET MICROCHIP ISO11784/85 LF 134.2kHz Kimlik Mikroçip



## Spesifikasyon

### Spesifikasyon

Ürün adı	Hayvan Mikroçip At İzleme Çip Mikro RFID Köpek İmplant Hayvan Kimliği Çipi Sığır Kedi Mikroçip Evcil hayvanları için mikroçip
Chip	EM4305
Sıklık	125khz
Okuma mesafesi	3-20cm okuyucunuza ve çipinize bağlı
Malzeme	Biyo-cam
Protokal	ISO14443A
Boyut	2*12mm, 3*15mm, 1.4*8mm, 1.25x7mm vb.

Dezenfeksiyon yöntemi EO (ACM)

Tip Pasif

Menşeyeri Guangdong, Çin

Hafıza 144byte/504byte/888byte

Örnekler Numuneler kalite testiniz için ücretsizdir.

Başvuru Kediler, köpekler, laboratuvar fareleri, evcil hayvan vizyonu, arowana, somon, atlar, tavşan izleme vb.

## Ürün Açıklaması


### Ürün Açıklaması



# PRODUCT INFORMATION



SMALL SIZE WITHOUT AFFECTING PERFORMANCE



ISO STANDARD  
INTERNATIONAL STANDARD



Injector



Glass tag



ICAR certificated



Pet informatin tracking



- 134.2K/125K FDX-B format with 16-bit encoding, most scanners can be read
- Small size and light weight
- Quickly and safely injects under the surface of pet's skin
- Wide range of applications, suitable for most pets, animal husbandry, fish, wildlife, etc.



# WORKING PRINCIPLE

## How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

## Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.

# CUSTOMIZATION



Anti bacterial

Anti bacterial



Easily implanted

Easily implanted



Anti allergy

Anti allergy

SUITABLE FOR ALL KINDS OF ANIMALS



Pet Hospital



Animal husbandry



Species reproduction



Biological identification



## **Paketleme ve teslimat**

Paketleme ve teslimat



# Package Process



## SHIPPING



If your delivery time is very urgent, we suggest you choose by courier or by air.



If it is not very urgent, we will suggest you choose by sea, it is very cheap.



Mallarınızın güvenliğini daha iyi sağlamak için profesyonel, çevre dostu, uygun ve verimli ambalaj hizmetleri sağlanacaktır.